



## PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

### 1. Phương pháp lấy tủy sử dụng Arsenic ( $As_2O_3$ ) để diệt tủy

- Chỉ định trong trường hợp viêm tủy sống
- Số lần bệnh nhân đến điều trị 3 lần
  - + Lần 1: Đặt thuốc Arsenic diệt tủy
  - + Lần 2: Lấy tủy, trám bít ống tủy với Endofill và côn gutta percha (kết thúc điều trị tủy)
  - + Lần 3: Trám hoàn tất xoang sâu

### 2. Phương pháp gây tê lấy tủy với Lidocain 2%

- Chỉ định trong trường hợp viêm tủy sống.
- Số lần bệnh nhân đến điều trị 2 lần
  - + Lần 1: Gây tê lấy tủy với Lidocain 2%. Trám bít ống tủy với Endofill và côn gutta percha
  - + Lần 2: Trám hoàn tất xoang sâu.

Đối với trường hợp viêm tủy chết (răng không có sang thương chóp, không tủy thối vẫn có thể trám bít ống tủy ngay trong lần đầu).